

Nya Streckkodsmärkta provburkar i kokontrollen

Eurofins Steins och Svensk Mjölk inför gemensamt en ny typ av provburk för kokontrollens analysprover. De nya burkarna är märkta med streckkoder (EAN-typ).

Varför streckkodsmärkta burkar?

1. Nuvarande burkar är utslitna och ingen nytillverkning kan ske. Det har sedan länge varit *stor brist på returmaterial* vilket gör att ett byte till nya provburkar är angeläget.
2. Bättre tätning – inget läckage från locken.
3. Eurofins Steins arbetar på en internationell marknad och man har verksamhet i bl.a. Danmark. Kokontrollen i Danmark har bytt till streckkodsburkar vilket *rationaliserat analysverksamheten*.



Streckkoderna ger även nya möjligheter:



- De nya burkarna gör det möjligt att använda annan teknik t.ex. *elektroniska mjölmätare* eller *handdatorer* med streckkodsavläsning.
- Streckkoderna kan sändas från ”Kokontrollen på PC” version 5.1 och handdator vilket *minskar riskerna för fel genom en säker koppling analys-ko*. Eurofins Steins kommer att sända burkens streckkod tillsammans med analysresultatet till kokontrollen.
- *Andra typer av analyser* t.ex. mastitbakterier PCR, progesteron och salmonella kan på sikt beställas.

När får jag streckkodsmärkta burkar?

När du nästa gång skickar in dina mjölkprover från provmjölkningen med tankbilen så kommer du att få de nya streckkodsmärkta burkarna i retur. Använd dessa vid nästkommande provmjölkning.

OBS! Robotbesättningar:

Tillsvi vidare används de gamla kassetterna och provkoppar. Besättningar med DeLaval's robotar kommer att få särskilda instruktioner.

Hur kommer det att fungera?

1. Alla besättningar, utom vissa robotbesättningar, kommer att få nya burkar.
2. Man skickar en provburk per ko och provning precis som tidigare
3. Löpnumrering av provburkarna kan ske precis som tidigare med hjälp av en



burknummerskiva som skjuts in mellan burkarna i burkstället. Om ni använder er av förenklad provmjölkning dvs. tar ut analysen vid ett mjölkningstillfälle kan ni burknumrera korna i den ordning de mjölkas om så önskas.

4. Det finns en storlek på burkstället. Det går 60 burkar i varje ställ. Inga provburkar (tomma på slutet) ska tas bort. Allt ska in till analyslabbet igen.

5. Locken kommer i en separat plastpåse. Påsen med överblivna lock **ska skickas tillbaka** med proverna.



6. Burkstället är markerat med en röd rand till vänster. Första burken = nr 1, är precis som förut längst upp till vänster. Röd markering till vänster alltså!

7. Locket till burkstället har en logga från Eurofins Steins. Locket ska sättas på rättvänt när man har röd markering till vänster.
8. Etiketterna är samma som tidigare. Sätt på **en** etikett på locket till backen dvs. en etikett per 60 mjölkprov. Etiketten sätts längst upp till vänster. Under "Kassett nr" skriver man 1 för back 1, 2 för back 2 o.s.v.
9. Burkarna rymmer drygt 25 ml, dvs. något mer än tidigare burkar. Det finns en ny ösare som rymmer 25 ml att beställa från din husdjursförening om man använder sig av förenklad provmjölkning. Beställ den, det underlättar provtagningen!



**Vid frågor är du välkommen att ringa Hansa Husdjur:
Anna-Lena Karlsson, tel. 0480-383 05 eller Catrine Nelson,
tel. 0480-383 08, 070-333 83 08**